

ZELLER

*Fauteuil
Convertible*



Pineapple



Les personnes traversant une crise de santé mentale peuvent avoir besoin de différents niveaux d'accompagnement au cours de leur prise en charge. Elles peuvent avoir besoin de rester assises pour échanger avec les équipes soignantes ou participer à des activités, mais aussi de s'allonger pour se reposer ou dormir.

Les lits médicalisés et brancards traditionnels peuvent renforcer l'aspect institutionnel d'un espace

et sont peu adaptés à la création d'un environnement calme et thérapeutique. Le fauteuil-lit Zeller offre une alternative modulable, permettant de passer facilement de la position assise à la position allongée tout en conservant son propre espace.

Conçu pour les unités EmPATH et les environnements de santé mentale, Zeller favorise le confort, la dignité et la flexibilité tout au long de l'évaluation, des soins et du rétablissement.

The Environment *is a treatment in itself*

As part of the Zeller Sleeper Chair's development, the design was informed by Dr. Scott Zeller's extensive experience in emergency psychiatry and the needs of behavioural health environments.

This insight helped shape a chair focused on comfort, flexibility and practical support for both patients and caregivers.



✓ **DESIGNED IN ASSOCIATION
WITH DR. SCOTT ZELLER**

The Zeller Sleeper Chair was designed in association with Dr. Scott Zeller, an emergency psychiatrist with almost 40 years' experience in behavioural healthcare and a leading advocate of EmPATH units: Emergency Psychiatric Assessment, Treatment and Healing programmes.

Through his work developing EmPATH units around the world, Dr. Zeller identified the importance of creating calm, therapeutic environments where patients feel safe, comfortable and supported.

His philosophy that *"the environment is a treatment in itself"* helped shape the Zeller Sleeper Chair's design, resulting in an inviting, adjustable seating solution that supports therapy, relaxation and rest within emergency behavioural health and crisis care settings.

✓ **SUPPORTS A CALMING
ENVIRONMENT**

The Zeller Sleeper Chair adapts to different stages of a patient's stay, providing a comfortable place to sit, engage and rest. In chair position, users can comfortably take part in conversations, assessments, group sessions or everyday activities, before moving into the flat position when they need time to relax or sleep.

This flexibility helps reduce the need to move patients between different types of furniture, supporting a more consistent and comfortable experience throughout assessment, treatment and recovery.

“
*Everything about it is what I would
want a chair with my name on it to
be... It's going to be an incredible
addition to any emergency behavioural
health or crisis care facility*
”



Dr. Scott Zeller
Founder, EmPATH Consulting





ZELLER FAUTEUIL CONVERTIBLE



*Passage facile de la
position assise à la
position allongée*

Zeller Fauteuil Convertible

Revêtement uni avec rangement : 1ZL1-100
Deux revêtements avec rangement : 1ZL1-120
Revêtement uni sans rangement : 1ZL1-200
Deux revêtements sans rangement : 1ZL1-220

Position assise : 115,3 H | 89 L | 115,4 P (cm)
Position allongée : 38,3–46,3 H | 89 L | 192,4 P (cm)
Hauteur des accoudoirs : 65,2 cm
Largeur d'assise : 63,6 cm
Poids : 69 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Transformation simple et rapide du fauteuil en couchage, avec instructions d'utilisation
- Assise large pour un confort et un soutien renforcés
- Dossier haut assurant un soutien confortable de la tête et du haut du corps
- Conception anti-basculement pour une stabilité et une sécurité accrues
- Roulettes avant verrouillables pour faciliter les déplacements

- Design compact facilitant l'installation et le passage par les portes standard
- Commande de mise à plat dissimulée pour une utilisation simple et discrète
- Conçu pour un confort optimal jusqu'à 24 heures d'utilisation

OPTIONS

- Compartiments de rangement en option dans le tiroir avant
- Disponible en version unie ou bicolore pour une personnalisation accrue
- Disponible dans un large choix de revêtements étanches





Contactez-nous...

Août 2026

Pour organiser une démonstration ou réserver
une visite de notre showroom, veuillez
composer le +33 (0)1 70 70 82 60 ou envoyer
un courriel à contact@pineapplecontracts.com

Découvrez nos produits



Pineapple

13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte-sur-Rhône (France)

T

+33 (0)1 70 70 82 60

E

contact@pineapplecontracts.com

W

fr.pineapplecontracts.com