



Le fauteuil convertible Zeller a été pensé pour répondre aux besoins des environnements de soins, en associant confort, robustesse et flexibilité.

Sa structure renforcée et son mécanisme dissimulé permettent de passer facilement de la position assise à une position allongée confortable et sécurisée. Conçu pour un confort optimal jusqu'à 24 heures d'utilisation, le fauteuil convertible Zeller s'adapte aux différents besoins.

Pineapple

Conçu en collaboration avec le Dr Scott Zeller, fondateur d'EmPATH Consulting

CARACTÉRISTIQUES

- Transformation simple et rapide du fauteuil en couchage
- Assise large pour un confort et un soutien renforcés
- Dossier haut assurant un soutien confortable de la tête
- Conception anti-basculement pour une stabilité et une sécurité accrues
- Roulettes avant verrouillables pour faciliter les déplacements et assurer un positionnement stable
- Design compact facilitant l'installation et le passage
- Commande de mise à plat dissimulée pour une utilisation simple
- Conçu pour un confort optimal jusqu'à 24 heures d'utilisation

NORMES DE CONTRÔLE

- Conforme à la norme EN 16139:2013 – Niveau 2, garantissant résistance et stabilité pour un usage collectif intensif
- Conforme à la norme BS 5852:2006 – Résistance au feu

REVÊTEMENTS

Disponible dans un large choix de revêtements étanches



OPTIONS

- Revêtement uni avec rangement : 1ZL1-100
- Revêtement bicolore avec rangement : 1ZL1-120
- Revêtement uni sans rangement : 1ZL1-200
- Revêtement bicolore sans rangement : 1ZL1-220

GARANTIE

Garantie de 7 ans (hors revêtements)

ENTRETIEN


Nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon microfibre humide. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à notre guide de conseils d'entretien.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas s'asseoir dans le fauteuil lors du réglage de la position du dossier.

Le fauteuil convertible Zeller est conçu pour une utilisation de courte durée et ne doit pas être utilisé en continu pendant plus de 24 heures.

*Roulettes avant verrouillables
pour plus de stabilité et une
mobilité facilitée*



Hauteur d'assise –
position allongée
(côté pieds)
15.1"
38,3 cm

