

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécifiquement pour le Lit Cube Ryno®
- Revêtement anti-vandalisme très résistant pour les environnements difficiles
- Coutures thermosoudées résistantes à l'eau pour empêcher la pénétration de liquides - idéal pour l'incontinence
- Répondant à la norme D1 90 du GPEM Classe A



Ignifugé



Résistant à l'eau



MATERIAU / FABRICATION

Revêtement en nylon anti-vandalisme, recouvert de polyuréthane. Cette surface antimicrobienne facile à nettoyer offre d'excellentes propriétés d'hygiène. Les coutures doublement cousues et entièrement soudées offrent une résistance à l'eau et des propriétés anti-dissimulation. L'intérieur est fabriqué en mousse CMHR (combustion modifiée haute résilience) ignifuge, ce qui est sans danger pour les utilisateurs et le personnel.

NORMES DE CONTRÔLE

- Ignifugé selon la norme NF EN 597 (Classe A)
- Répondant à la norme D1 90 du GPEM Classe A

OPTIONS

- Autres tailles disponibles sur demande
- Relève-buste (30° ou 60°) et table pont disponible

Relève-buste 30°
1SOP-PCM5393-C7

Relève-buste 60°
1SOP-PCM4741-C7

Table-pont
1CSCF-400-PCM4217



COLORIS / FINITION

Revêtement violet en standard

INSTALLATION

Pas d'installation nécessaire

ENTRETIEN

Pour les salissures superficielles, utilisez une lingette jetable et une solution tiède de détergent neutre. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs et désinfecter sur place à l'aide d'une solution d'hyperchlorite de sodium à 0,1 % (1 000 parties par million de chlore). Évitez d'utiliser des nettoyeurs biologiques ou à base de phénol. Tous les produits de nettoyage et de désinfection doivent être soigneusement rincés et la housse doit être séchée avant d'être stockée ou réutilisée. Il est conseillé de retourner régulièrement le matelas de haut en bas et d'un côté à l'autre afin de donner à la mousse une chance de se rétablir et de prolonger sa durée de vie.

GARANTIE

2 ans de garantie