



## CARACTÉRISTIQUES

- Nervures internes pour une durabilité et solidité accrues
- Revêtement Kydex pour une finition extrêmement durable, résistante à l'eau et aux salissures, antibactérienne et ignifuge
- Caisson oblique pour permettre au personnel soignant d'être au plus près du patient



### MATÉRIAU / FABRICATION

La conception d'une seule pièce en fibres de moyenne densité enveloppée de Kydex offre une finition résistante à l'eau, ignifuge, et anti-bactérienne. La structure est composée de nervures internes pour un résultat extrêmement résistant et durable.

L'emplacement du matelas est compatible avec nos matelas en mousse.


### NORMES DE CONTRÔLE

- Test ignifuge selon la norme BS7176:2007 Source 5.
- Test charge statique de 500 kg selon la norme EN 1725:1998 Clause 7.6

### OPTIONS

- Methode de fixation au sol invisible (à spécifier durant la commande)
- Tête de lit disponible

1SVEAH-001  
480 H | 980 L | 20 l (mm)



### MONTAGE

Livré déjà assemblé et prêt à l'emploi.

### COLORIS

Disponible en coloris Blanc ou Hickory.

### INSTALLATION

Veillez indiquer si une fixation au sol est nécessaire lors de la commande, car les articles fixes sont fabriqués différemment. Tous les produits doivent être installés avec soin en suivant les instructions de Pineapple.

### ENTRETIEN

La surface nettoyée à l'aide d'un chiffon doux est facile à désinfecter. Il est recommandé d'utiliser des lingettes de nettoyage polyvalentes, des détergents ménagers généraux doux, des dégraissants ou des nettoyants antibactériens. Évitez d'utiliser des matériaux ou des agents de nettoyage abrasifs, des solvants, le nettoyage à la vapeur ou le lavage au jet. Ne pas placer le lit Sovie à proximité de source de chaleur.

### GARANTIE

7 ans de garantie.