

CARACTÉRISTIQUES



- Panneaux latéraux de 2,8 cm d'épaisseur avec renforts à l'intérieur du caisson
- Caisson plein pour minimiser les risques de dissimulation
- Poids élevé pour limiter tout usage abusif
- Lit bariatrique – résistance testée jusqu'à 318 kg



MATÉRIAU / FABRICATION

Structure fabriquée à partir d'une combinaison de panneaux de particules mélaminées et de panneaux de fibres de moyenne densité enveloppés de vinyle.

Les panneaux latéraux sont de 2,8cm avec des renforts à l'intérieur du caisson.

Revêtement PVC solide de 2 mm sur tous les bords.

NORMES DE CONTRÔLE

- Solidité conforme à la norme BS EN4875.
- La durabilité de la surface conforme à la norme BS6250.
- Test ignifuge BS 476 Pt7

OPTIONS

- Tête de lit disponible (1HYH)
- Autres dimensions de lits disponibles*

Harby lit double
1HYA46-100
39,5H | 198,5L | 145P (cm)



Harby lit bariatrique
1HYA4-100
39,5H | 198,5L | 128P (cm)



COLORIS / FINITION

Disponible en finition Hickory ou Noyer

CONSEILS D'ENTRETIEN

Il suffit d'un époussetage léger et régulier à l'aide d'un chiffon doux pour maintenir l'aspect de cette gamme. Pour les traces plus tenaces, utilisez un chiffon humide et non mouillé (un agent nettoyant non abrasif à base d'eau peut être utilisé) et séchez soigneusement. Il est important que vous évitiez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des détergents pour nettoyer le meuble, car cela rayera la surface. Évitez également l'eau en trop grande quantité : tout déversement accidentel doit être immédiatement épongé et la surface soigneusement séchée

GARANTIE

Garantie 7 ans