



## CARACTÉRISTIQUES

- Mousse CMHR en gaufrier réduit les risques d'escarres et augmente la flexibilité du matelas
- Surface hygiénique facile d'entretien
- Coutures imperméables
- Propriétés anti vandalisme
- S'utilise des deux côtés
- Répond aux normes M



### MATÉRIAU / FABRICATION

Conçu pour être compatible avec un lit médicalisé SOLO MH. L'intérieur du matelas est constitué de plots permettant une importante flexibilité et répartissant le poids du patient pour limiter les risques d'escarres. La mousse CMHR respecte les normes incendies pour une utilisation sécuritaire. Les coutures sont soudées et totalement étanche pour éviter les pénétrations de liquide.

### NORMES DE CONTRÔLE

Ignifugé : Conforme aux normes BS EN 597-1-2:1995, BS 6807:2006 et BS 7177 2008 + A1 2011 Crib Source 5 pour une utilisation à risque moyen.

### OPTIONS

→ Lit médicalisé SOLO MH (compatible avec le matelas Flex )

### COLORIS

Le revêtement est disponible uniquement en Navy Blue

### ENTRETIEN

Éviter d'utiliser des détergents à base de phénol. Veuillez privilégier les détergents doux. Nettoyez et séchez correctement avant stockage.

### GARANTIE

2 ans de garantie.

