



La chaise d'angle Dura combine confort, sécurité et résistance pour les environnements de soins à forte exigence.

Parfaitement adaptée aux espaces modulables ou aux zones d'apaisement, la chaise d'angle Dura s'intègre facilement dans des configurations sur mesure.



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en toile de nylon anti-vandalisme enduite de PVC, ultra-résistante à la déchirure (similaire à celui du modèle Scorpio)
- Coutures doubles, soudées à chaud, assurant une parfaite étanchéité
- Mousse CMHR formant un noyau stable et ignifuge

NORMES DE CONTRÔLE

- Ignifuge selon la norme BS 5852:2006, Clause 12 – Source Crib 5 (équivalent M1/M2)

OPTIONS

Disponible en plusieurs formes et finitions

COLORIS



Disponible uniquement en bleu

ENTRETIEN

En cas de salissure superficielle, utiliser un chiffon jetable avec une solution tiède de détergent neutre. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Désinfecter sur place avec une solution d'hypochlorite de sodium à 0,1% (soit 1000 ppm de chlore actif). Éviter les produits à base phénolique ou biologique. Rincer soigneusement après nettoyage. Laisser sécher entièrement avant stockage ou réutilisation.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans

