



Le fauteuil d'angle Dura allie hygiène, sécurité et robustesse pour les environnements de soins intensifs.

Son rembourrage en mousse CMHR ignifugée offre un confort maîtrisé tout en assurant la sécurité des usagers comme du personnel.



### CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en toile de nylon anti-vandalisme enduite de PVC, ultra-résistante à la déchirure (similaire à celui du modèle Scorpio)
- Coutures doubles, soudées à chaud, assurant une parfaite étanchéité
- Mousse CMHR formant un noyau stable et ignifuge

### NORMES DE CONTRÔLE

- Ignifuge selon la norme BS 5852:2006, Clause 12 – Source Crib 5 (équivalent M1/M2)

### OPTIONS

Disponible en plusieurs formes et finitions

### COLORIS



*Disponible uniquement en bleu*

### ENTRETIEN

En cas de salissure superficielle, utiliser un chiffon jetable avec une solution tiède de détergent neutre. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Désinfecter sur place avec une solution d'hypochlorite de sodium à 0,1 % (soit 1000 ppm de chlore actif). Éviter les produits à base phénolique ou biologique. Rincer soigneusement après nettoyage. Laisser sécher entièrement avant stockage ou réutilisation.

### GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans

