



Conçue pour les espaces de restauration ou d'activités en santé mentale et médico-social, la chaise Appa allie design, sécurité et confort.

Son assise et son dossier revêtus de mousse ignifugée assurent un usage sûr et confortable au quotidien. Disponible avec ou sans accoudoirs, en plusieurs coloris, la chaise Appa s'adapte à tous les environnements de soins.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide, design épuré et facile à entretenir
- Structure en acier soudé, peint à l'époxy de 38 mm
- Soudures lisses pour plus de sécurité
- Fixations de sécurité (assorties à la couleur du cadre)
- Patins plastiques anti-rayures pour protéger les sols
- Empilable pour un rangement facile (jusqu'à 4 chaises)

NORMES DE CONTRÔLE

- Résistance et stabilité testées pour un usage intensif (BS EN 16139:2013 niveau 2)
- ANSI/BIFMA X5.4:2020 – Mobilier d'accueil et d'espaces publics
- Test de charge statique sur l'assise (500 kg)

OPTIONS

- Disponible avec ou sans accoudoirs
- Également disponible en version Appa Lounge

GARANTIE

Garantie de 7 ans (hors revêtements)

COLORIS



Coloris principal



Autres coloris disponibles

*Minimum 4 unités pour les coloris hors standard.

REVÊTEMENTS

Disponible avec un large choix de revêtements hydrofuges pour les coussins d'assise et de dossier.

*Un seul tissu par chaise.



ENTRETIEN

Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse. Pour désinfecter, utiliser un produit sans javel compatible avec le tissu utilisé, référez-vous aux recommandations du fabricant du revêtement pour un entretien optimal. Évitez les nettoyeurs abrasifs ou les outils susceptibles d'endommager la finition thermolaquée.

Ne pas saturer la mousse : en cas d'humidité, laissez sécher à l'air libre complètement.

Appa Dinning Chaise
avec Accoudoirs
1AX1-200
80,7 H | 61,7 L | 55,9 P (cm)
Poids : 10 kg



Appa Dinning Chaise
avec Accoudoirs
1AX1-10
80.7 H | 53 L | 56.5 P (cm)
Poids : 7.9 kg



