



La chaise Ryno® 2.0 combine robustesse, confort et sécurité. Grâce à son assise élargie, elle offre une meilleure ergonomie et favorise le bien-être des usagers sur de longues périodes.

Fabriquée en polyéthylène rotomoulé monobloc, elle est étanche, résistante aux bactéries et aux punaises de lit.



CARACTÉRISTIQUES

- Lestage important à 55 kg en standard pour prévenir les usages abusifs (autres options de poids disponibles)
- Matériau hygiénique, facile à nettoyer
- Matériau hydrofuge et stabilisé UV, 100 % recyclable
- Adaptée à une utilisation en extérieur
- Design ergonomique pour accentuer le confort
- Résistance et stabilité testées pour un usage intensif

NORMES DE CONTRÔLE

- Testée selon la norme ANSI/BIFMA X5.4:2020
- Ignifugée conformément aux normes CAL 133, UL 94 HB, Crib 5 et DIN 66084
- Résistance et stabilité testées pour un usage intensif en collectivité (BS EN 16139:2013 Niveau 2 – dépassement de 300 000 cycles au-delà du seuil de 200 000 cycles)
- Charge statique testée jusqu'à 500 kg
- Activité antibactérienne conforme à la norme MOD ISO 11196:2011
- Résistance aux UV testée à UV 21+, équivalente à 21 000 heures d'exposition au soleil
- Test Ryno conforme à ISO 11925 (2020)

COLORIS



OPTIONS

- Solution de fixation au sol dissimulée – 1RYG-003
- Modèle léger (11 kg) – 1RYG-00
- Platine de base anti-dissimulation – 1RYGP-00
- Les coloris Lime Green (LG) et Vegas Yellow (VY) nécessitent une commande minimum de 12 unités

GARANTIE

Notre gamme Ryno® bénéficie d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

RYNO® CHAISE DE SALLE À MANGER 2.0

ASSEMBLAGE

Livré et prêt à l'emploi

INSTALLATION

Un lestage supplémentaire peut être réalisé avant livraison. Tous les produits doivent être installés avec soin, conformément aux instructions fournies par Pineapple. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de la garantie.

À noter : le kit de fixation au sol est uniquement disponible avec la version non lestée de la chaise.

ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse, permettant un bionettoyage optimal et limitant les risques de contamination.

Pour l'entretien quotidien, un nettoyage à l'eau savonneuse, à l'aide d'une lingette multi-surfaces ou d'un nettoyeur vapeur (température maximale 150 °C) est suffisant.

La surface Ryno® est compatible avec :



- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergents hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers courants

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ


Les variations extrêmes de température (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant une déformation temporaire de sa forme.

En raison du procédé de fabrication par rotomoulage, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations, sans impact sur leur solidité ni leur durabilité.

DIMENSIONS



Les dimensions de la chaise



T

+33 (0)1 70 70 82 60

E

contact@pineapplecontracts.com

W

fr.pineapplecontracts.com

Pineapple